


CHIMED SISTEMI MEDICALI
ITALIA

LINEA UROCHIM

Sacche raccolta urina



Indice

Presentazione				3
Descrizione – Vantaggi				4
Sacca Euro	2000 ml	Senza scarico		5
Sacca Eurobasic	2000 ml	Senza scarico		5
Sacca Europlus	2000 ml	Scarico push-pull		6
Sacca Europlus T-Valve	2000 ml	Scarico T-Valve		7
Sacca Europlus +	2000 ml	Scarico T-Valve		8
Sacca Personal da gamba	750 ml	Scarico push-pull e T-Valve		9
Sacca Euro 5	5000 ml	Scarico T-Valve		10
Sacca Euro 5 svuotamento	5000 ml	Senza scarico		11

PRESENTAZIONE

La Chimed s.r.l., con quarantennale esperienza nel settore biomedicale, fabbrica i propri dispositivi medici riferendosi ai più alti standard di qualità.



Particolare attenzione viene riservata ai componenti impiegati nel ciclo produttivo, in modo da garantire prodotti finali all'altezza delle aspettative dei clienti e in conformità alle normative applicabili.



Il processo produttivo si svolge all'interno della propria camera bianca avvalendosi di moderne attrezzature specifiche per il settore medicale ed è certificato secondo le norme ISO 13485:2016. Le procedure applicate garantiscono la

massima qualità del prodotto finito, in modo da offrire all'utilizzatore finale il massimo grado di sicurezza e di affidabilità.

Le sacche di raccolta prodotte dalla Chimed s.r.l. sono state studiate in modo da offrire un design di minimo ingombro e assicurarne un impiego sicuro e agevole. I vari modelli disponibili soddisfano le molteplici esigenze sia in ambito ospedaliero che domiciliare.




Descrizione

- Sacche raccolta urina in PVC disponibili nelle capacità 750, 2000 e 5000 ml, sterili e non sterili.
- Con o senza valvola di non ritorno
- Superficie interna anti adesione
- Spazio predisposto per inserimento dei dati paziente
- Occhielli pre-forati per aggancio su apposito supporto
- Tubo di collegamento in PVC di varie lunghezze, con connettore cono catetere e tappo di protezione
- Con o senza rubinetto di scarico
- Scarico disponibile nelle versioni push-pull o T-valve
- Versione sterile confezionata in blister


Vantaggi

- Rubinetti di scarico di alta qualità per ridurre a zero i rischi di perdita
- Tubo di collegamento in PVC anti-inginocchiamento
- Dispositivi realizzati con materiali ftalati-free e latex-free
- Connettore cono catetere universale per innesto antisfilamento al catetere vescicale
- Doppia saldatura in alta frequenza lungo l'intero perimetro
- Prodotti e confezionati interamente in camera bianca
- La valvola di non ritorno evita il reflusso di urina e contribuisce a ridurre il rischio di infezioni
- Il confezionamento in doppia busta consente una appropriata gestione del prodotto sterile
- Dispositivi fabbricati in Italia, nel rispetto delle normative applicabili, dalla Chimed s.r.l., azienda certificata ISO 13485, nel proprio stabilimento di Livorno


Sacca Euro 2000 ml senza scarico

Codice	Descrizione	Capacità	Conf. vendita	Immagine
101100	Sacca di raccolta urina capacità 2000 ml con tubo di adduzione diam. 4,8 x 6,8 mm, lunghezza 90 cm, valvola di non ritorno. Non sterile.	2000 ml	180 sacche	
101104	Sacca di raccolta urina capacità 2000 ml con tubo di adduzione diam. 4,8 x 6,8 mm, lunghezza 90 cm, valvola di non ritorno. Non sterile. Blister da 30 sacche.	2000 ml	6 blister da 30 sacche	
101140	Sacca di raccolta urina capacità 2000 ml con tubo di adduzione diam. 4,8 x 6,8 mm, lunghezza 130 cm, valvola di non ritorno. Non sterile.	2000 ml	180 sacche	
101144	Sacca di raccolta urina capacità 2000 ml con tubo di adduzione DIAM. 4,8 x 6,8 mm, lunghezza 130 cm, valvola di non ritorno. Non sterile. Blister da 30 sacche.	2000 ml	6 blister da 30 sacche	


Sacca Eurobasic 2000 ml senza scarico

Codice	Descrizione	Capacità	Conf. vendita	Immagine
101200	Sacca di raccolta urina capacità 2000 ml con tubo di adduzione diam. 4,8 x 6,8 mm, lunghezza 90 cm. Non sterile.	2000 ml	180 sacche	
101204	Sacca di raccolta urina capacità 2000 ml con tubo di adduzione diam. 4,8 x 6,8 mm, lunghezza 90 cm. Non sterile. Blister da 30 sacche.	2000 ml	6 blister da 30 sacche	
101240	Sacca di raccolta urina capacità 2000 ml con tubo di adduzione diam. 4,8 x 6,8 mm, lunghezza 130 cm. Non sterile.	2000 ml	180 sacche	
101244	Sacca di raccolta urina capacità 2000 ml con tubo di adduzione diam. 4,8 x 6,8 mm, lunghezza 130 cm. Non sterile. Blister da 30 sacche.	2000 ml	6 blister da 30 sacche	




Sacca Europlus 2000 ml scarico push-pull

Codice	Descrizione	Capacità	Conf. vendita	Immagine
102100	Sacca di raccolta urina capacità 2000 ml con tubo di adduzione diam. 4,8 x 6,8 mm, lunghezza 90 cm, con rubinetto di scarico tipo push-pull, valvola di non ritorno. Non sterile	2000 ml	180 sacche	 <p>The diagram shows a rectangular urine collection bag with a graduated scale on the front. The scale is marked in milliliters (ml) from 0 to 2000, with major increments every 500 ml and minor increments every 100 ml. The bag has a top inlet for the collection tube and a bottom outlet with a push-pull valve. The brand name 'Urochim®' is visible on the bag.</p>
102104	Sacca di raccolta urina capacità 2000 ml con tubo di adduzione diam. 4,8 x 6,8 mm, lunghezza 90 cm, con rubinetto di scarico tipo push-pull, valvola di non ritorno. Non sterile. Blister da 30 sacche.	2000 ml	6 blister da 30 sacche	
102140	Sacca di raccolta urina capacità 2000 ml con tubo di adduzione diam. 4,8 x 6,8 mm, lunghezza 130 cm, con rubinetto di scarico tipo push-pull, valvola di non ritorno. Non sterile.	2000 ml	180 sacche	
102144	Sacca di raccolta urina capacità 2000 ml con tubo di adduzione diam. 4,8 x 6,8 mm, lunghezza 130 cm, con rubinetto di scarico tipo push-pull, valvola di non ritorno. Non sterile. Blister da 30 sacche.	2000 ml	6 blister da 30 sacche	
112100	Sacca di raccolta urina capacità 2000 ml con tubo di adduzione diam. 4,8 x 6,8 mm, lunghezza 90 cm, con rubinetto di scarico tipo push-pull, valvola di non ritorno. Sterile.	2000 ml	100 sacche confezionate singolarmente	
112144	Sacca di raccolta urina capacità 2000 ml con tubo di adduzione diam. 4,8 x 6,8 mm, lunghezza 130 cm, con rubinetto di scarico tipo push-pull, valvola di non ritorno. Sterile.	2000 ml	100 sacche confezionate singolarmente	






Sacca Europlus T-valve 2000 ml scarico T-valve

Codice	Descrizione	Capacità	Conf. vendita	Immagine
102200	Sacca di raccolta urina capacità 2000 ml con tubo di adduzione diam. 4,8 x 6,8 mm, lunghezza 90 cm, con rubinetto di scarico tipo T-valve, valvola di non ritorno. Non sterile.	2000 ml	180 sacche	
102204	Sacca di raccolta urina capacità 2000 ml con tubo di adduzione, diam. 4,8 x 6,8 mm, lunghezza 90 cm, con rubinetto di scarico tipo T-valve, valvola di non ritorno. Non sterile. Blister da 30 sacche.	2000 ml	6 blister da 30 sacche	
102240	Sacca di raccolta urina capacità 2000 ml con tubo di adduzione diam. 4,8 x 6,8 mm, lunghezza 130 cm, con rubinetto di scarico tipo T-valve, valvola di non ritorno. Non sterile.	2000 ml	180 sacche	
102244	Sacca di raccolta urina capacità 2000 ml con tubo di adduzione diam. 4,8 x 6,8 mm, lunghezza 130 cm, con rubinetto di scarico tipo T-valve, valvola di non ritorno. Non sterile. Blister da 30 sacche.	2000 ml	6 blister da 30 sacche	
112200	Sacca di raccolta urina capacità 2000 ml con tubo di adduzione diam. 4,8 x 6,8 mm, lunghezza 90 cm, con rubinetto di scarico tipo T-valve, valvola di non ritorno. Sterile	2000 ml	100 sacche confezionate singolarmente	
112240	Sacca di raccolta urina capacità 2000 ml con tubo di adduzione diam. 4,8 x 6,8 mm, lunghezza 130 cm, con rubinetto di scarico tipo T-valve, valvola di non ritorno. Sterile.	2000 ml	100 sacche confezionate singolarmente	




Sacca Europlus+ 2000 ml scarico T-valve

Codice	Descrizione	Capacità	Conf. vendita	Immagine
104143	Sacca di raccolta urina capacità 2000 ml con valvola di non ritorno, tubo di adduzione diam. 6,0 x 9,0 mm, lunghezza 130 cm, piastrina stringitubo, punto di prelievo needle-free e scarico a croce T-valve. Non sterile.	2000 ml	180 sacche	
114143	Sacca di raccolta urina capacità 2000 ml con valvola di non ritorno, tubo di adduzione diam. 6,0 x 9,0 mm, lunghezza 130 cm, piastrina stringitubo, punto di prelievo needle-free e scarico a croce T-valve. Sterile.	2000 ml	100 sacche confezionate singolarmente	
114147	Sacca di raccolta urina capacità 2000 ml con valvola di non ritorno, tubo di adduzione diam. 6,0 x 9,0 mm, lunghezza 130 cm, piastrina stringitubo, punto di prelievo needle-free e scarico a croce T-valve. Completa di supporto per ancoraggio. Sterile	2000 ml	100 sacche	


Sacca Personal da gamba 750 ml scarico push-pull e T-Valve

Codice	Descrizione	Capacità	Conf. vendita	Immagine
103104	Sacca di raccolta urina da gamba capacità 750 ml con tubo diam. 4,8 x 6,8 mm, lunghezza 10 cm, scarico push-pull. Non sterile. Blister da 10 sacche. <i>(un blister da 10 sacche contiene 2 lacci con bottoncino)</i>	750 ml	40 blister da 10 sacche	
103144	Sacca di raccolta urina da gamba capacità 750 ml con tubo diam. 4,8 x 6,8 mm, lunghezza 35 cm, scarico push-pull. Non sterile. Blister da 10 sacche. <i>(un blister da 10 sacche contiene 2 lacci con bottoncino)</i>	750 ml	40 blister da 10 sacche	
103404	Sacca di raccolta urina da gamba capacità 750 ml con tubo diam. 4,8 x 6,8 mm, lunghezza 10 cm, scarico T-valve. Non sterile. Blister da 10 sacche. <i>(un blister da 10 sacche contiene 2 lacci con bottoncino)</i>	750 ml	40 blister da 10 sacche	
103444	Sacca di raccolta urina da gamba capacità 750 ml con tubo diam. 4,8 x 6,8 mm, lunghezza 35 cm, scarico T-valve. Non sterile. Blister da 10 sacche. <i>(un blister da 10 sacche contiene 2 lacci con bottoncino)</i>	750 ml	40 blister da 10 sacche	
113411C1	Sacca di raccolta urina da gamba capacità 750 ml con tubo diam. 4,8 x 6,8 mm, lunghezza 10 cm, scarico T-valve. Sterile.	750 ml	100 sacche confezionate singolarmente	
113448C1	Sacca di raccolta urina da gamba capacità 750 ml con tubo diam. 4,8 x 6,8 mm, lunghezza 35 cm, scarico T-valve. Sterile.	750 ml	100 sacche confezionate singolarmente	
LC-SET2	Blister da n. 2 lacci elastici per il fissaggio della sacca alla gamba, dotati di fori per la regolazione dell'allacciatura. Completo ciascuno di bottoncino per la chiusura del laccio. Non sterili.	/	25 blister	 

Sacca Euro 5 5000 ml scarico T-valve

Codice	Descrizione	Capacità	Conf. vendita	Immagine
114545	Sacca di raccolta urina capacità 5000 ml con tubo di adduzione diam. 6,0 x 9,0 mm, lunghezza 130 cm, piastrina stringitubo, senza supporto reggisacca, senza vaschetta Pasteur , filtro idrofobico, punto di prelievo needle-free con tappo di protezione, scarico a croce T-valve. Sterile	5000 ml	50 sacche	
114543	Sacca di raccolta urina capacità 5000 ml con tubo di adduzione diam. 6,0 x 9,0 mm, lunghezza 130 cm, piastrina stringitubo, supporto reggisacca, senza vaschetta Pasteur filtro idrofobico, punto di prelievo needle-free con tappo di protezione, scarico a croce T-valve. Sterile.	5000 ml	50 sacche	
114541	Sacca di raccolta urina capacità 5000 ml con tubo di adduzione diam. 6,0 x 9,0 mm, lunghezza 130 cm, piastrina stringitubo, supporto reggisacca, con vaschetta Pasteur , filtro idrofobico, punto di prelievo needle-free con tappo di protezione, scarico a croce T-valve. Sterile.	5000 ml	50 sacche	

Sacca Euro 5 per svuotamento 5000 ml senza scarico

Codice	Descrizione	Capacità	Conf. vendita	Immagine
104561	Sacca per svuotamento liquidi capacità 5000 ml con tubo di adduzione diam. 6,0 x 9,0 mm, lunghezza 10 cm, clamp stringitubo, senza scarico, con valvola di non ritorno e connettore morbido femmina per collegamento alla sacca principale. Non Sterile.	5000 ml	100 sacche	
104568	Sacca per svuotamento liquidi capacità 5000 ml con tubo di adduzione diam. 6,0 x 9,0 mm, lunghezza 10 cm, clamp stringitubo, senza scarico, con valvola di non ritorno e connettore morbido femmina per collegamento alla sacca principale. Completa di maniglia di supporto. Non Sterile.	5000 ml	100 sacche	