


Sacche sterili raccolta liquidi



Descrizione





- Sacca sterile di raccolta in PVC, disponibile nelle capacità 500, 2000, 5000 e 8000 ml
- Valvola di non ritorno in ingresso
- Tubo di collegamento lunghezza 90 cm terminante con connettori specifici
- Con o senza rubinetto di scarico a croce
- Monouso, sterile, confezionamento in doppia busta.




Vantaggi

- L'ampia scelta di connessioni permette l'impiego sicuro della sacca in molteplici applicazioni
- Rubinetto di scarico a croce di alta qualità, per ridurre a zero rischi di perdita
- Utilizzo sicuro grazie alla valvola di non ritorno
- Il confezionamento in doppia busta protegge la sterilità del dispositivo

Codice	Descrizione	Capacità	Conf. vendita
MS/00055x		2000 ml	100
MS/00056x	Sacca sterile raccolta liquidi, con valvola di non ritorno, rubinetto di scarico a croce.	500 ml	100
MS/00057x	Tubo di collegamento lunghezza 90 cm.	500 ml	100
MS/00058x	Connettore come descritto nella tabella in basso.	5000 ml	100
MS/00059x		8000 ml	100

Nota: nel codice sostituire la "x" con la lettera corrispondente al connettore desiderato, come illustrato nella tabella in basso.

Specifica della "x" nel codice	Descrizione	
G	Connettore conico grande	
M	Connettore conico medio	
D	Connettore piccolo	
L	Connettore Luer Lock grande	

Specifica della "x" nel codice	Descrizione	
P	Connettore Luer Lock femmina	
U	Connettore universale	
LM	Connettore Luer Lock maschio con tappo	

CE 0373