


Catetere ureterale di Bracci



Descrizione

- Catetere di Bracci in PVC per ureterocutaneostomia
- Lunghezza 150 cm, ORX
- Con 9 fori nell'estremità distale
- Punta chiusa
- Misure disponibili: Ch. 06, 08, 10, 12,
- Monouso, sterile, confezionato in doppia busta

Uso

- Drenaggio urinario (ureterocutaneostomia)

Vantaggi

- Facile posizionamento grazie alla linea radiopaca
- Il particolare grado di rigidità del PVC permette l'inserimento del catetere senza l'ausilio di guida interna, mantenendo al tempo stesso il massimo comfort del paziente
- Ampia gamma di misure disponibili
- Confezionato in doppia busta, sterile, per garantire l'uso asettico del dispositivo

Codice	Descrizione	Fori	Misura	Lunghezza	Conf. vendita
MS/00075/06 R			Ch. 06		
MS/00075/08 R			Ch. 08		
MS/00075/10 R	Catetere ureterale di Bracci	9	Ch. 10	150 cm	50
MS/00075/12 R			Ch. 12		

